

TERMOMETRO A INFRAROSSI

MISURAZIONI SENZA CONTATTO "0" RISCHI INFEZIONI



- 
SICURO La misurazione della temperatura corporea senza contatto evita le infezioni
- 
VELOCE Visualizzazione della temperatura in 1 secondo
- 
CONVENIENTE Il sistema di calibrazione della messa a fuoco dei punti blu aiuta gli utenti a trovare l'ottimale distanza di misurazione
- 
INDICATORE DI COLORE Tre retroilluminazioni colorate indicano visivamente i diversi intervalli di temperatura <37,5°C Verde / 37,5°C - 38,5°C Giallo / >38,5°C Luce rossa con allarme acustico
- 
DUE MODALITA' Due modalità di misurazione della temperatura: corpo umano / oggetto
- 
REGISTRAZIONE DATI È possibile memorizzare 99 set di dati per monitorare i cambiamenti della temperatura corporea
- 
RISPARMIO ENERGIA Spegnimento automatico in caso di inattività per 60 secondi

SPECIFICHE

Posizione di misurazione	Fronte
Distanza della misurazione	0cm / 5cm
Schermo	Schermo LCD
Scala di precisione	0,1°C
Campo di misura	Corpo Umano: 32,0°C / 43,0°C Oggetto: 0°C / 100°C
Precisione	Per il corpo: +/-0,3°C (34°C / 43°C) +/-0,4°C (32°C / 33,9°C)
Temperatura e Umidità di esercizio	Temperatura : 5°C / 40°C Umidità: <85%RH
Temperatura e Umidità di conservazione	Temperatura: -20°C / 55°C Umidità: <95%RH
Alimentazione Elettrica	Batterie 2 x 1,5V AAA
Vita utile	5 Anni

Distribuito da:

GRUPPO SIGI srls
 Via Don Luigi Sturzo, 24 63831 – Rapagnano (FM) Italy
 Partita Iva e Cod.Fisc.: IT02416970446
 Tel.339 1579290 / 335 8715807
 E-mail: info@grupposigimedical.it Web: www.grupposigimedical.it